



TGA

Movilidad Eléctrica

Los equipos Apex TGA, son asistentes eléctricos que facilitan el desplazamiento de una silla de ruedas, sin esfuerzo por parte del acompañante.

Diseño robusto, compacto y ligero desde hace más de 20 años, adaptable a todo tipo de sillas.

APEX
Care for a Healthy Life

3 modelos:

SOLO: El modelo más popular y maniobrable.

DUO: Con doble rueda para lograr una mayor tracción en superficies irregulares.

HEAVY: Para usuarios de hasta 165 kilos y lugares con fuertes pendientes.



Descripción de producto	Referencia
TGA Solo	04060283
TGA Duo	04060284
TGA Heavy	04060285
Descripción de accesorios	
Empuñadura	04060286

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	43 x 32 x 29,5 cm
Peso total de la caja	14,5 kg (Solo), 16 kg (Duo), 17,5 kg (Heavy)

Especificaciones técnicas	TGA Solo	TGA Duo	TGA Heavy
Dimensiones (largo x ancho x alto)	40,6 x 20,3 x 29,2 cm	40,6 x 20,3 x 29,2 cm	40,6 x 20,3 x 29,2 cm
Peso máximo soportado	114,5 kg	114,5 kg	165,5 kg
Peso con baterías	13 kg	14,5 kg	16 kg
Peso sin baterías	6,1 kg	7,6 kg	9,1 kg
Baterías	12 V / 20 Ah	12 V / 20 Ah	12 V / 20 Ah
Cargador	2 Amp., 12 Volt.	2 Amp., 12 Volt.	2 Amp., 12 Volt.
Autonomía	16 km (3 o 4 horas)	16 km (3 o 4 horas)	16 km (3 o 4 horas)
Velocidad máxima	6 km/h	6 km/h	6 km/h
Pendiente máxima	12°	12°	12°
Tipo de motor	12 V, 160 W	12 V, 160 W	12 V, 200W
Ruedas	20 x 5 cm. maciza	20 x 5 cm. maciza	20 x 5 cm. maciza
Función marcha atrás	No	Sí	Sí
Ancho del asiento	36- 48 cm	36- 48 cm	40- 51 cm

Garantía	TGA Solo	TGA Duo	TGA Heavy
TGA	2 años	2 años	2 años
Baterías	6 meses	6 meses	6 meses

APEX MEDICAL, S.L.
 c/ Elcano, 9, 6ª planta
 48008 Bilbao (Vizcaya)
 Tel: 94.470.64.08
 Fax: 94.470.64.09
 info@apexmedical.es
 www.apexmedicalcorp.com

APEX
 Care for a Healthy Life