



I-Comfort

Movilidad Eléctrica



I-Comfort

Movilidad Eléctrica


La I-Comfort es la Scooter Apex ideal para personas con problemas de espalda gracias a su sistema de amortiguación y sus ruedas altas (9"). Puede ser fácilmente transportada al desmontarse en cuatro secciones.

- **Cómoda:** Suspensión trasera y ruedas de gran tamaño, lo que le permite amortiguar todo tipo de impactos. Estabilidad y confort gracias a una mayor distancia entre sus ejes (92 cm).
- **Completa:** Cuenta con una luz de led delantera y cesta.

Elementos destacados:



Reposabrazos abatibles



Mando ergonómico



Amortiguación trasera



Columna de conducción



Baterías extraíbles para facilitar su recarga



Desmontable en 4 piezas



Luz led delantera

Accesorios:



Funda de almacenaje



Portabastones



Soporte para móvil



Retrovisores



Cargador USB

Descripción de producto	Referencia
I-Confort	0407004
Descripción de accesorios	
Funda de almacenaje	04060552
Postabastones	04060546
Soporte para móvil	04060746
Retrovisores	04060675
Cargador USB	04060771

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	133,5 x 57,5 x 53 cm
Peso total de la caja	58 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	112 x 62 x 93,5 cm
Peso máximo soportado	136 kg
Peso con baterías	55 kg
Peso sin baterías	39,5 kg
Peso de la pieza más pesada	17 kg
Velocidad máxima	8 km/h
Pendiente máxima	< 45 kg hasta 8° 45-50 kg hasta 6° 50-91 kg hasta 4° 91-136 kg hasta 3°
Radio de giro	145 cm
Tipo de motor	250W 4000 rpm
Ruedas delanteras	9". Macizas
Ruedas traseras	9". Macizas
Baterías	12V de 22 Ah x 2 unidades
Cargador	3A externo

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

APEX MEDICAL, S.L.
c/ Elcano, 9, 6ª planta
48008 Bilbao (Vizcaya)
Tel: 94.470.64.08
Fax: 94.470.64.09
info@apexmedical.es
www.apexmedicalcorp.com



Medidas en cm