



# I-Galaxy

Movilidad Eléctrica



# I-Galaxy

## Movilidad Eléctrica

La I-Galaxy es la Scooter Apex que presenta un equilibrio perfecto entre prestaciones y comodidad. Potencia y fiabilidad en una sola scooter, lo que te permite llegar a donde otros no llegan.

- **Potente:** Con motor de 850W y dos baterías de 75 Ah.
- **Fiable:** Gracias a la calidad de su motor y su electrónica. Con un carenado que le protege de la corrosión y el agua.
- **Cómoda:** Asiento giratorio y regulable en profundidad. Apoyabrazos regulables en anchura y altura. Con suspensión delantera y trasera y ruedas de 13" para un mayor confort.

## Elementos destacados:



Asiento giratorio y regulable en profundidad



Respaldo abatible



Reposabrazos abatibles y regulables en altura y anchura



Suspensión trasera. Palanca de desembrague y ruedas antivuelco



Manillar ergonómico



Columna de conducción regulable



Suspensión delantera. Con luces de freno, delantera, intermitente y emergencia

## Accesorios:



Paravientos



Portabastones



Bolsa trasera con portabastones doble



Cesta trasera



Soporte botella de oxígeno



Soporte para móvil



Colgadores para bolso



Cargador USB

Descripción de producto	Referencia
I-Galaxy	0407006
Descripción de accesorios	
Paravientos	04060772
Portabastones	04060547
Bolsa trasera con portabastones doble	04060773
Cesta trasera	04060549
Soporte botella oxígeno	04060548
Soporte para móvil	04060745
Colgadores para bolso	04061133
Cargador USB	04060771

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	172 x 74 x 78 cm
Peso total de la caja	132 kg

Especificaciones técnicas	
Dimensiones (largo x ancho x alto)	138 x 68 x 126 cm
Peso máximo soportado	180 kg
Peso con baterías	117 kg
Peso sin baterías	86 kg
Velocidad máxima	15 km/h
Pendiente máxima	<100 kg hasta 10°
Radio de giro	160 cm
Tipo de motor	850W 5000 rpm
Ruedas delanteras	13". Neumáticas
Ruedas traseras	13". Neumáticas
Baterías	12V de 75 Ah x 2 unidades
Cargador	8A externo

Garantía	
Bastidor	2 años
Baterías	6 meses
Componentes electrónicos	1 año

**APEX MEDICAL, S.L.**  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com

**APEX**  
Care for a Healthy Life



Medidas en cm