



Silla Reclinable Enea

Ayudas de Inodoro

La Silla Reclinable Enea, con asiento y cubeta extraíble de inodoro, tiene una gran robustez gracias a su estructura en tubo de acero cromado. Permite desplazarse fácilmente al incorporar 4 ruedas giratorias.

Para una mayor seguridad; dispone de frenos en sus dos ruedas traseras, incorpora reposacabezas de serie y se reclina aportando una mayor comodidad.



Reposabrazos abatibles para facilitar el acceso.



Reposapiés abatibles para mayor confort.



Reposapiés ajustable en altura en 4 posiciones.



Respaldo anatómico reclinable.



Posibilidad de incorporar un soporte de tronco lateral.

Descripción de producto	Referencia
Silla Reclinable Enea	0402054
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	72 x 62 x 55 cm
Peso total de la caja	25 kg
Descripción de accesorios	Referencia
Soporte de tronco lateral derecho	0402057
Soporte de tronco lateral izquierdo	0402056

Especificaciones técnicas	Silla Reclinable Enea
Dimensiones (largo x ancho x alto)	85 x 58 x 125 cm
Peso del producto	22 kg
Material	Acero
Medidas del asiento (largo x ancho)	45 x 46 cm
Altura del suelo al asiento	45 cm
Altura de los apoyabrazos	32 cm
Altura hasta el apoyabrazos	78 cm
Altura del inodoro al asiento	15 cm
Peso máximo soportado	100 kg
Garantía	2 años