



# Enea Serie Inodoro

Ayudas para el Inodoro

# Enea Serie Inodoro

## Ayudas para el Inodoro

Enea Serie Inodoro permite un uso del inodoro más cómodo y seguro. En su fabricación se han empleado materiales resistentes al agua que impiden un desgaste prematuro y aseguran una mayor vida útil del producto.



### Elevador Inodoro Enea

El Elevador Inodoro Enea aporta una gran comodidad al estar fabricado en poliuretano blando. La altura al inodoro es de 11 cm.

Descripción de producto	Referencia	Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto)	Peso total de la caja
Elevador Inodoro Enea	0402045-11	41 x 18,8 x 38,5 cm	2,4 kg

Especificaciones técnicas	Elevador Inodoro Enea
Dimensiones (largo x ancho x alto)	41 x 37 x 16 cm
Peso del producto	2 kg
Material	Poliuretano
Altura del inodoro al asiento	11 cm
Plegable	No
Apoyabrazos	No
Peso máximo soportado	185 kg
Garantía	2 años

**APEX**  
Wellell Group

APEX MEDICAL, S.L.  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com